

kształtki poliestrowe

matryce samozaciskowe

matryce sekcyjne

stożki poliestrowe

skalery elastyczne

taśmy

kliny międzyzębowe

endopiny

stojaki na strzykawki

zegary, lusterka, breloczki



AnGer G&A



PRODUKTY DO ODBUDOWY ZĘBÓW

KATALOG

Trzymacie Państwo w ręku katalog polskiego producenta wytwarzającego od 1991 roku wysokiej jakości materiały pomocnicze dla stomatologów. Naszym produktom stawiamy trzy główne cele: mają pomóc w uzyskaniu końcowego efektu jak najbardziej zbliżonego do naturalnego, znacznie skrócić poświęcony na to czas oraz zapewnić gładkość powierzchni redukując tempo powstawania kamienia i osadu nazębnego.

Dzięki wyteżonej pracy zdobyliśmy stabilną pozycję na rynku materiałów do rekonstrukcji stomatologicznej tworząc korzystne relacje z partnerami biznesowymi w Polsce oraz w ponad 50 krajach na całym świecie.

Zachęcając do zakupu naszych produktów i zapoznania się z ich zaletami pilnie wstuchujemy się w Państwa opinie i oczekiwania. Rozmowy z Wami podczas targów i konferencji stanowią dla nas nieocenione źródło inspiracji.



Nasze certyfikaty:

1. Certyfikat **ISO 13485**
2. **Świadectwa Wolnej Sprzedaży** dla wszystkich produktów
3. Wszystkie nasze produkty posiadają **znak CE**, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745

Jesteśmy obecni na wielu targach i konferencjach stomatologicznych. Terminy najbliższych publikowane są na naszej stronie internetowej www.anger.com.pl.

Tabela rozmiarów	4
Jak czytać kod produktu	5
Kształtki poliestrowe	6
Asortymenty	7
Dolne siekacze	8
Górne siekacze	10
Boczne siekacze	12
Kły	14
Przedtrzonowce	16
Trzonowce	18
Zęby przednie	20
Zęby boczne	21
Transparentne matryce płaskie typu Tofflemire	22
Metalowe matryce typu Tofflemire	22
Matryce przyszyjkowe	23
Matryce samozaciskowe	24
Matryce profilowane	26
Standardowe matryce sekcyjne	28
Stożki poliestrowe	30
Endopiny	32
Skalery elastyczne poliestrowe	34
Skalery elastyczne metalowe	35
Taśmy poliestrowe	36
Taśmy metalowe	37
Kliny światłoprzewodzące	38
Kliny elastyczne	40
Stojaki na strzykawki	42
Gadżety dentystyczne	44

TABELA ROZMIARÓW KORON POLIESTROWYCH *AnGer G&A*

GÓRNE SIEKACZE		6.5 mm	7.0 mm	7.5 mm	8.0 mm	8.5 mm	9.0 mm	9.5 mm	10.0 mm	10.5 mm
	ROZMIAR	65	70	75	80	85	90	95	100	105
DOLNE SIEKACZE		10.0 mm	11.0 mm	12.0 mm	13.0 mm					
	ROZMIAR	100	110	120	130					
		5.0 mm	5.5 mm	6.0 mm	6.5 mm					
		50	55	60	65					
Boczne siekacze		6.5 mm	7.5 mm	8.5 mm	9.5 mm	10.5 mm				
	ROZMIAR	65	75	85	95	105				
KŁY		6.5 mm	7.0 mm	7.5 mm	8.0 mm	8.5 mm				
	ROZMIAR	65	70	75	80	85				
PRZEDTRZONOWCE		6.5 mm	7.0 mm	7.5 mm	8.0 mm	8.5 mm				
	ROZMIAR	65	70	75	80	85				
TRZONOWCE		9.0 mm	9.5 mm	10.0 mm	10.5 mm	11.0 mm	11.5 mm	12.0 mm		
	ROZMIAR	90	95	100	105	110	115	120		

CO OZNACZAJĄ POSZCZEGÓLNE SEGMENTY KODU PRODUKTU?

Oznakowanie kształtek (koron) transparentnych **AnGer** składa się z dwóch do czterech segmentów, np. 3-32, 3-10-80, 3-05-80-R itd.

Pierwszy segment to cyfra odpowiadająca katalogowemu oznaczeniu **grupy zębów** lub zestawów grup:

- | | |
|---|-----------------------------------|
| 1 - Zestaw WSZYSTKICH GRUP zębów | 6 - Przedtrzonowce |
| 2 - Dolne siekacze | 7 - Trzonowce |
| 3 - Górne siekacze | 8 - Zestaw ZĘBÓW PRZEDNICH |
| 4 - Boczne siekacze | 9 - Zestaw ZĘBÓW BOCZNYCH |
| 5 - Kły | |

Drugi segment kodu oznacza **ilość sztuk** w opakowaniu. **AnGer G&A** oferuje opakowania zawierające **5, 10, 32, 80, 108**, lub **144** sztuki kształtek (np. 3-32 = zestaw 32 sztuk górnych siekaczy).

Trzeci segment kodu oznacza **szerokość** korony wyrażoną **w 1/10 mm** dla wszystkich grup zębów (np. 80 oznacza kształtkę o szerokości 8,0 mm), **z wyjątkiem dolnych siekaczy**, które w tym miejscu mają podaną **długość** korony.

Czwarty segment to litery **L** lub **R** oznaczające odpowiednio **lewą** lub **prawą stronę** szczęki lub żuchwy. Dotyczy tylko opakowań zawierających **5 sztuk** kształtek.

Przykład:

kod **3-05-80-R** oznacza opakowanie zawierające 5 sztuk kształtek do odbudowy górnych, prawych siekaczy o szerokości 8 mm.

Kod **2-10-110** – oznacza opakowanie zawierające 10 sztuk kształtek do odbudowy dolnych siekaczy o długości 11 mm (5 prawych i 5 lewych).



Absolutnie niezbędne gdy priorytetem jest estetyka odbudowy i komfort pacjenta. Korony **AnGer G&A** gwarantują perfekcyjnie gładką powierzchnię wypełnienia, co znacznie redukuje tempo osadzania kamienia nazębnego.

1



Po opracowaniu zęba wybrać odpowiedni rozmiar kształtki, co jest warunkiem uzyskania naturalnego wyglądu odbudowanej korony zęba.

2



Dopasować długość kształtki przycinając ją od strony szyjkowej. Kształtka powinna przykrywać ząb co najmniej 2mm powyżej ubytku. Zapewni to równą, gładką powierzchnię na granicy zęba i wypełnienia.

3



Aby zapobiec powstawaniu pęcherzyków powietrza w wypełnieniu, należy przekłuć igłą lub zgłębnikiem kąty lub wypustki kształtki przed nałożeniem materiału.

4



Umieścić materiał wypełniający w kształtce tak, aby zgromadził się w miejscu największego ubytku.

5



Po nałożeniu kształtki na ząb usunąć nadmiar materiału, który wyostał się przez nakłucia. Unieruchomić kształtkę klinami i rozpocząć polimeryzację.

6



Po zakończeniu polimeryzacji delikatnie naciąć kształtkę - wystarczy zarysowanie na powierzchni. Usunąć kształtkę z odbudowanego zęba.

Kształtki **AnGer** są doskonałym rozwiązaniem przy stosowaniu metody warstwowej.

1



W powierzchni wargowej kształtki **AnGer** można wyciąć skalpelem okienko umożliwiające nakładanie warstwa po warstwie różnych odcieni wypełnienia, co zapewnia naturalny wygląd odbudowanego zęba.

2



Dzięki zabezpieczeniu powierzchni językowej, powierzchni stycznych i krawędzi siecznej zęba nakładany kolejnymi warstwami materiał wypełnienia nie spływa. Przed nałożeniem ostatniej, licowej warstwy zdjąć kształtkę, aby uniknąć powstania „schodków”.

Co sprawia, że kształtki **AnGer** są tak wyjątkowe? Dobrze ukształtowana część szyjkowa oraz elastyczność i wytrzymałość dające unikalną możliwość ich użycia w metodzie warstwowej.

**144
szt.**
**WSZYSTKIE GRUPY
obie strony, wszystkie rozmiary**
Art. 1-144

Grupa	Rozmiar	LEWE	PRAWE
Górne siekacze	wszystkie	20 szt.	20 szt.
Dolne siekacze	wszystkie	8 szt.	8 szt.
Boczne siekacze	wszystkie	8 szt.	8 szt.
Kły	wszystkie	12 szt.	12 szt.
Przedtrzonowce	wszystkie	10 szt.	10 szt.
Trzonowce	wszystkie	14 szt.	14 szt.


**80
szt.**
**WSZYSTKIE GRUPY
obie strony, wybrane rozmiary**
Art. 1-80

Grupa	Rozmiar	LEWE	PRAWE
Górne siekacze	mix	16 szt.	16 szt.
Dolne siekacze	wszystkie	4 szt.	4 szt.
Boczne siekacze	wszystkie	4 szt.	4 szt.
Kły	wszystkie	8 szt.	8 szt.
Przedtrzonowce	mix	4 szt.	4 szt.
Trzonowce	mix	4 szt.	4 szt.


**32
szt.**
**WSZYSTKIE GRUPY
obie strony, wybrane rozmiary**
Art. 1-32

Grupa	Rozmiar	LEWE	PRAWE
Górne siekacze	mix	5 szt.	5 szt.
Dolne siekacze	mix	2 szt.	2 szt.
Boczne siekacze	mix	2 szt.	2 szt.
Kły	mix	2 szt.	2 szt.
Przedtrzonowce	mix	3 szt.	3 szt.
Trzonowce	mix	2 szt.	2 szt.



Art. 1-STARTER zawiera 187 sztuk naszych produktów - pozwala zapoznać się z ich funkcjonalnością. Perfekcyjny zestaw na początek naszej współpracy.

Kształtki poliestrowe -

68 szt. - po 1 szt. każdego rozmiaru korony

Kliny elastyczne -

40 szt. - po 10 szt. z każdego rozm. (L, M, S, XS)

Kliny światłoprzewodzące -

40 szt. - po 10 szt. z każdego rozm. (L, M, S, XS)

Matryce zaciskowe -

16 szt. - po 2 szt. z każdego rozm. i gr. folii
(A - 0,075 mm i B - 0,050 mm)

Matryce profilowane -

8 szt. - po 1 szt. z każdego rozm. i gr. folii
(A - 0,075 mm i B - 0,050 mm)

Matryce przyszyjkowe -

8 szt. + tulejka o średnicy 6 mm

Stożki do odbudowy zębów -

6 szt. - po 1 szt. z każdego rozmiaru



Dolne siekacze

**5
szt.**

DOLNE SIEKACZE - LEWE
jedna strona, jeden rozmiar

Kod	Rozmiar	Długość
2-05-100L	100	10 mm
2-05-110L	110	11 mm
2-05-120L	120	12 mm
2-05-130L	130	13 mm



**5
szt.**

DOLNE SIEKACZE - PRAWY
jedna strona, jeden rozmiar

Kod	Rozmiar	Długość
2-05-100R	100	10 mm
2-05-110R	110	11 mm
2-05-120R	120	12 mm
2-05-130R	130	13 mm

**10
szt.**

DOLNE SIEKACZE
obie strony, jeden rozmiar

Kod	LEWE	PRAWY	Rozm.	Dług.
2-10-100	5 szt.	5 szt.	100	10 mm
2-10-110	5 szt.	5 szt.	110	11 mm
2-10-120	5 szt.	5 szt.	120	12 mm
2-10-130	5 szt.	5 szt.	130	13 mm



Dolne siekacze
32 szt. DOLNE SIEKACZE
obie strony, wszystkie rozmiary


	LEWE	PRAWE	Rozm.	Długość
Art. 2-32	4 szt.	4 szt.	100	10 mm
	4 szt.	4 szt.	110	11 mm
	4 szt.	4 szt.	120	12 mm
	4 szt.	4 szt.	130	13 mm


80 szt. DOLNE SIEKACZE
obie strony, wszystkie rozmiary

	LEWE	PRAWE	Rozm.	Długość
Art. 2-80			100	10 mm
			110	11 mm
	40 szt.	40 szt.	120	12 mm
			130	13 mm


108 szt. DOLNE SIEKACZE
obie strony, wszystkie rozmiary

	LEWE	PRAWE	Rozm.	Długość
Art. 2-108	12 szt.	12 szt.	100	10 mm
	15 szt.	15 szt.	110	11 mm
	15 szt.	15 szt.	120	12 mm
	12 szt.	12 szt.	130	13 mm



Górne siekacze
5 szt. GÓRNE SIEKACZE - LEWE
jedna strona, jeden rozmiar

Kod	Rozmiar	Szerokość
3-05-65L	65	6.5 mm
3-05-70L	70	7.0 mm
3-05-75L	75	7.5 mm
3-05-80L	80	8.0 mm
3-05-85L	85	8.5 mm
3-05-90L	90	9.0 mm
3-05-95L	95	9.5 mm
3-05-100L	100	10.0 mm
3-05-105L	105	10.5 mm

5 szt. GÓRNE SIEKACZE - PRAWY
jedna strona, jeden rozmiar

Kod	Rozmiar	Szerokość
3-05-65R	65	6.5 mm
3-05-70R	70	7.0 mm
3-05-75R	75	7.5 mm
3-05-80R	80	8.0 mm
3-05-85R	85	8.5 mm
3-05-90R	90	9.0 mm
3-05-95R	95	9.5 mm
3-05-100R	100	10.0 mm
3-05-105R	105	10.5 mm


10 szt. GÓRNE SIEKACZE
obie strony, jeden rozmiar

Kod	LEWE	PRAWY	Rozm.	Szer.
3-10-65	5 szt.	5 szt.	65	6.5 mm
3-10-70	5 szt.	5 szt.	70	7.0 mm
3-10-75	5 szt.	5 szt.	75	7.5 mm
3-10-80	5 szt.	5 szt.	80	8.0 mm
3-10-85	5 szt.	5 szt.	85	8.5 mm
3-10-90	5 szt.	5 szt.	90	9.0 mm
3-10-95	5 szt.	5 szt.	95	9.5 mm
3-10-100	5 szt.	5 szt.	100	10.0 mm
3-10-105	5 szt.	5 szt.	105	10.5 mm



Górne siekacze
**32
szt.**
GÓRNE SIEKACZE
obie strony, wszystkie rozmiary
Art. 3-32
LEWE PRAWY Rozmiar Szerokość

1 szt.	1 szt.	65	6.5 mm
1 szt.	1 szt.	70	7.0 mm
2 szt.	2 szt.	75	7.5 mm
2 szt.	2 szt.	80	8.0 mm
2 szt.	2 szt.	85	8.5 mm
2 szt.	2 szt.	90	9.0 mm
2 szt.	2 szt.	95	9.5 mm
2 szt.	2 szt.	100	10.0 mm
2 szt.	2 szt.	105	10.5 mm


**80
szt.**
GÓRNE SIEKACZE
obie strony, wszystkie rozmiary
Art. 3-80
LEWE PRAWY Rozmiar Szerokość

		65	6.5 mm
		70	7.0 mm
		75	7.5 mm
		80	8.0 mm
40 szt.	40 szt.	85	8.5 mm
		90	9.0 mm
		95	9.5 mm
		100	10. mm
		105	10.5 mm


**108
szt.**
GÓRNE SIEKACZE
obie strony, wszystkie rozmiary
Art. 3-108
LEWE PRAWY Rozmiar Szerokość

6 szt.	6 szt.	65	6.5 mm
6 szt.	6 szt.	70	7.0 mm
6 szt.	6 szt.	75	7.5 mm
6 szt.	6 szt.	80	8.0 mm
6 szt.	6 szt.	85	8.5 mm
6 szt.	6 szt.	90	9.0 mm
6 szt.	6 szt.	95	9.5 mm
6 szt.	6 szt.	100	10.0 mm
6 szt.	6 szt.	105	10.5 mm



Boczne siekacze

**5
szt.**

BOCZNE SIEKACZE - LEWE
jedna strona, jeden rozmiar

Kod	Rozmiar	Szerokość
4-05-50L	50	5.0 mm
4-05-55L	55	5.5 mm
4-05-60L	60	6.0 mm
4-05-65L	65	6.5 mm

**5
szt.**

BOCZNE SIEKACZE - PRAWY
jedna strona, jeden rozmiar

Kod	Rozmiar	Szerokość
4-05-50R	50	5.0 mm
4-05-55R	55	5.5 mm
4-05-60R	60	6.0 mm
4-05-65R	65	6.5 mm

**10
szt.**

BOCZNE SIEKACZE
obie strony, jeden rozmiar

Kod	LEWE	PRAWY	Rozm.	Szer.
4-10-50	5 szt.	5 szt.	50	5.0 mm
4-10-55	5 szt.	5 szt.	55	5.5 mm
4-10-60	5 szt.	5 szt.	60	6.0 mm
4-10-65	5 szt.	5 szt.	65	6.5 mm



Boczne siekacze
**32
szt.**
BOCZNE SIEKACZE
obie strony, wszystkie rozmiary
Art. 4-32
LEWE PRAWE Rozmiar Szerokość

4 szt.	4 szt.	50	5.0 mm
4 szt.	4 szt.	55	5.5 mm
4 szt.	4 szt.	60	6.0 mm
4 szt.	4 szt.	65	6.5 mm


**80
szt.**
BOCZNE SIEKACZE
obie strony, wszystkie rozmiary
Art. 4-80
LEWE PRAWE Rozmiar Szerokość

		50	5.0 mm
		55	5.5 mm
40 szt.	40 szt.	60	6.0 mm
		65	6.5 mm


**108
szt.**
BOCZNE SIEKACZE
obie strony, wszystkie rozmiary
Art. 4-108
LEWE PRAWE Rozmiar Szerokość

12 szt.	12 szt.	50	5.0 mm
15 szt.	15 szt.	55	5.5 mm
15 szt.	15 szt.	60	6.0 mm
12 szt.	12 szt.	65	6.5 mm



Kły

**5
szt.**

KŁY - LEWE
jedna strona, jeden rozmiar

Kod	Rozmiar	Szerokość
5-05-65L	65	6.5 mm
5-05-75L	75	7.5 mm
5-05-85L	85	8.5 mm
5-05-95L	95	9.5 mm
5-05-105L	105	10.5 mm

**5
szt.**

KŁY - PRAWY
jedna strona, jeden rozmiar

Kod	Rozmiar	Szerokość
5-05-65R	65	6.5 mm
5-05-75R	75	7.5 mm
5-05-85R	85	8.5 mm
5-05-95R	95	9.5 mm
5-05-105R	105	10.5 mm

**10
szt.**

KŁY
obie strony, jeden rozmiar

Kod	LEWE	PRAWY	Rozm.	Szer.
5-10-65	5 szt.	5 szt.	65	6.5 mm
5-10-75	5 szt.	5 szt.	75	7.5 mm
5-10-85	5 szt.	5 szt.	85	8.5 mm
5-10-95	5 szt.	5 szt.	95	9.5 mm
5-10-105	5 szt.	5 szt.	105	10.5 mm



KŁY

32 szt. **KŁY**
obie strony, wszystkie rozmiary

Art. 5-32	LEWE	PRAWE	Rozmiar	Szerokość
	2 szt.	2 szt.	65	6.5 mm
	4 szt.	4 szt.	75	7.5 mm
	4 szt.	4 szt.	85	8.5 mm
	4 szt.	4 szt.	95	9.5 mm
	2 szt.	2 szt.	105	10. mm



80 szt. **KŁY**
obie strony, wszystkie rozmiary

Art. 5-80	LEWE	PRAWE	Rozmiar	Szerokość
			65	6.5 mm
			75	7.5 mm
	40 szt.	40 szt.	85	8.5 mm
			95	9.5 mm
			105	10.5 mm



108 szt. **KŁY**
obie strony, wszystkie rozmiary

Art. 5-108	LEWE	PRAWE	Rozmiar	Szerokość
	9 szt.	9 szt.	65	6.5 mm
	12 szt.	12 szt.	75	7.5 mm
	12 szt.	12 szt.	85	8.5 mm
	12 szt.	12 szt.	95	9.5 mm
	9 szt.	9 szt.	105	10.5 mm



Przedtrzonowce

**5
szt.**

PRZEDTRZONOWCE - LEWE
jedna strona, jeden rozmiar

Kod	Rozmiar	Szerokość
6-05-65L	65	6.5 mm
6-05-70L	70	7.0 mm
6-05-75L	75	7.5 mm
6-05-80L	80	8.0 mm
6-05-85L	85	8.5 mm

**5
szt.**

PRZEDTRZONOWCE - PRAWY
jedna strona, jeden rozmiar

Kod	Rozmiar	Szerokość
6-05-65R	65	6.5 mm
6-05-70R	70	7.0 mm
6-05-75R	75	7.5 mm
6-05-80R	80	8.0 mm
6-05-85R	85	8.5 mm



**10
szt.**

PRZEDTRZONOWCE
obie strony, jeden rozmiar

Kod	LEWE	PRAWY	Rozm.	Szer.
6-10-65	5 szt.	5 szt.	65	6.5 mm
6-10-70	5 szt.	5 szt.	70	7.0 mm
6-10-75	5 szt.	5 szt.	75	7.5 mm
6-10-80	5 szt.	5 szt.	80	8.0 mm
6-10-85	5 szt.	5 szt.	85	8.5 mm



Przedtrzonowce

32 szt. **PRZEDTRZONOWCE**
obie strony, wszystkie rozmiary

Art. 6-32	LEWE	PRAWA	Rozmiar	Szerokość
	2 szt.	2 szt.	65	6.5 mm
	4 szt.	4 szt.	70	7.0 mm
	4 szt.	4 szt.	75	7.5 mm
	4 szt.	4 szt.	80	8.0 mm
	2 szt.	2 szt.	85	8.5 mm



80 szt. **PRZEDTRZONOWCE**
obie strony, wszystkie rozmiary

Art. 6-80	LEWE	PRAWA	Rozmiar	Szerokość
			65	6.5 mm
			70	7.0 mm
	40 szt.	40 szt.	75	7.5 mm
			80	8.0 mm
			85	8.5 mm



108 szt. **PRZEDTRZONOWCE**
obie strony, wszystkie rozmiary

Art. 6-108	LEWE	PRAWA	Rozmiar	Szerokość
	9 szt.	9 szt.	65	6.5 mm
	12 szt.	12 szt.	70	7.0 mm
	12 szt.	12 szt.	75	7.5 mm
	12 szt.	12 szt.	80	8.0 mm
	9 szt.	9 szt.	85	8.5 mm



Trzonowce

5 szt. **TRZONOWCE - LEWE**
jedna strona, jeden rozmiar


Kod	Rozmiar	Szerokość
7-05-90L	90	9.0 mm
7-05-95L	95	9.5 mm
7-05-100L	100	10.0 mm
7-05-105L	105	10.5 mm
7-05-110L	110	11.0 mm
7-05-115L	115	11.5 mm
7-05-120L	120	12.0 mm

5 szt. **TRZONOWCE - PRAWE**
jedna strona, jeden rozmiar

Kod	Rozmiar	Szerokość
7-05-90R	90	9.0 mm
7-05-95R	95	9.5 mm
7-05-100R	100	10.0 mm
7-05-105R	105	10.5 mm
7-05-110R	110	11.0 mm
7-05-115R	115	11.5 mm
7-05-120R	120	12.0 mm

10 szt. **TRZONOWCE**
obie strony, jeden rozmiar

Kod	LEWE	PRAWE	Rozm.	Szer.
7-10-90	5 szt.	5 szt.	90	9.0 mm
7-10-95	5 szt.	5 szt.	95	9.5 mm
7-10-100	5 szt.	5 szt.	100	10.0 mm
7-10-105	5 szt.	5 szt.	105	10.5 mm
7-10-110	5 szt.	5 szt.	110	11.0 mm
7-10-115	5 szt.	5 szt.	115	11.5 mm
7-10-120	5 szt.	5 szt.	120	12.0 mm



Trzonowce
**32
szt.**
TRZONOWCE
obie strony, wszystkie rozmiary
Art. 7-32

LEWE	PRAWE	Rozmiar	Szerokość
2 szt.	2 szt.	90	9.0 mm
2 szt.	2 szt.	95	9.5 mm
2 szt.	2 szt.	100	10.0 mm
2 szt.	2 szt.	105	10.5 mm
4 szt.	4 szt.	110	11.0 mm
2 szt.	2 szt.	115	11.5 mm
2 szt.	2 szt.	120	12. mm


**80
szt.**
TRZONOWCE
obie strony, wszystkie rozmiary
Art. 7-80

LEWE	PRAWE	Rozmiar	Szerokość
		90	9.0 mm
		95	9.5 mm
		100	10.0 mm
40 szt.	40 szt.	105	10.5 mm
		110	11.0 mm
		115	11.5 mm
		120	12.0 mm


**108
szt.**
TRZONOWCE
obie strony, wszystkie rozmiary
Art. 7-108

LEWE	PRAWE	Rozmiar	Szerokość
6 szt.	6 szt.	90	9.0 mm
9 szt.	9 szt.	95	9.5 mm
9 szt.	9 szt.	100	10.0 mm
9 szt.	9 szt.	105	10.5 mm
9 szt.	9 szt.	110	11.0 mm
6 szt.	6 szt.	115	11.5 mm
6 szt.	6 szt.	120	12.0 mm



Zęby przednie ANTERIORS
**32
szt.**
**GÓRNE, DOLNE I BOCZNE
SIEKACZE**
 obie strony, wybrane rozmiary

Art. 8-32

Grupa	Rozm.	LEWE	PRAWO
G. siekacze	mix	8 szt.	8 szt.
D. siekacze	wszyst.	4 szt.	4 szt.
B. siekacze	wszyst.	4 szt.	4 szt.


**80
szt.**
**GÓRNE, DOLNE I BOCZNE
SIEKACZE ORAZ KŁY**
 obie strony, wybrane rozmiary

Art. 8-80

Grupa	Rozm.	LEWE	PRAWO
G. siekacze	mix	24 szt.	24 szt.
D. siekacze	wszyst.	4 szt.	4 szt.
B. siekacze	wszyst.	4 szt.	4 szt.
Kły	wszyst.	8 szt.	8 szt.


**108
szt.**
**GÓRNE, DOLNE I BOCZNE
SIEKACZE**
 obie strony, wszystkie rozmiary

Art. 8-108

Grupa	Rozm.	LEWE	PRAWO
G. siekacze	wszyst.	30 szt.	30 szt.
D. siekacze	wszyst.	12 szt.	12 szt.
B. siekacze	wszyst.	12 szt.	12 szt.



Zęby boczne POSTERIOR

32 szt.

**KŁY, PRZEDTRZONOWCE
I TRZONOWCE**
obie strony, wybrane rozmiary

Art. 9-32

Grupa	Rozm.	LEWE	PRAWO
Kły	wszyst.	5 szt.	5 szt.
Przedtrzon	wszyst.	5 szt.	5 szt.
Trzonowce	mix	6 szt.	6 szt.



80 szt.

**PRZEDTRZONOWCE
I TRZONOWCE**
obie strony, wybrane rozmiary

Art. 9-80

Grupa	Rozm.	LEWE	PRAWE
Przedtrzon	wszyst.	24 szt.	24 szt.
Trzonowce	mix	16 szt.	16 szt.



108 szt.

**KŁY, PRZEDTRZONOWCE
I TRZONOWCE**
obie strony, wybrane rozmiary

Art. 9-108

Grupa	Rozm.	LEWE	PRAWO
Kły	wszyst.	15 szt.	15 szt.
Przedtrzon	wszyst.	15 szt.	15 szt.
Trzonowce	wszyst.	24 szt.	24 szt.




Płaskie matryce poliestrowe typu Tofflemire

Matryce mają szerokie zastosowanie m.in. w odbudowie powierzchni dystalnych i mezjalnych w zębach przedtrzonowych i trzonowych. Matryce te mogą być również z powodzeniem stosowane w odbudowie siekaczy i kłów.

1101-75



1102-75




1103-75



1104-75



1105-75-1



50
szt.

**MATRYCE PŁASKIE
TYPU TOFFLEMIRE**
Folia A - 0.075 mm

Kod	Grupa	Rozm.
-----	-------	-------

1101 A	Trzonowce	L
--------	-----------	---

1102 A	Trzonowce	M
--------	-----------	---

1103 A	Przedtrzon.	S
--------	-------------	---

1104 A	Przedtrzon.	XS
--------	-------------	----

1105-75-1	Tofflemire #1	
-----------	---------------	--

50
szt.

**MATRYCE PŁASKIE
TYPU TOFFLEMIRE**
Folia B - 0.050 mm

Kod	Grupa	Rozm.
-----	-------	-------

1101 B	Trzonowce	L
--------	-----------	---

1102 B	Trzonowce	M
--------	-----------	---

1103 B	Przedtrzon.	S
--------	-------------	---


1104 B	Przedtrzon.	XS
--------	-------------	----

1105-75-1	Tofflemire #1	
-----------	---------------	--

Matryce metalowe typu Tofflemire

Stosowane w odbudowie powierzchni dystalnych i mezjalnych we wszystkich zębach. Przy pomocy upychadła kulowego można łatwo nadać matrycy anatomiczny kształt.

1205-50-1



12
szt.

**MATRYCE METALOWE
TYPU TOFFLEMIRE**
grubość 0.050 mm

Kod	Rozmiar
-----	---------

1205-50-1	Tofflemire #1
-----------	---------------

Art.. 1205-50-1 zawiera 12 szt. matryc typu Tofflemire #1, tak zwanych "uniwersalnych". Grubość 0,05mm.

Matryce przyszyjkowe

1




Przy odbudowie ubytków klasy V bardzo ważne jest zapewnienie gładkiej powierzchni wypełnienia. Dzięki matrycy przyszyjkowej **AnGer** jest to możliwe do osiągnięcia w bardzo prosty sposób i w krótkim czasie.

3



Wysunąć lekko jedną z końcówek - szerszą lub węższą - w zależności od wielkości zęba. Wsunąć końcówkę matrycy pod kieszonkę dziąsła i docisnąć do powierzchni zęba. Utwardzać wypełnienie przez matrycę. Gładka powierzchnia otrzymana w ten sposób zmniejsza tempo powstawania osadu i kamienia nazębnego, oraz zapobiega kłopotliwym podrażnieniom dziąseł.

2



Matryca przyszyjkowa to poliestrowy pasek o dwóch zakończeniach - szerokim i wąskim. Należy delikatnie ścisnąć boczne krawędzie matrycy i lekko zrolowaną wsunąć w dostarczoną tulejkę. Zestaw zawiera standardową tulejkę o średnicy wewnętrznej 6 mm.

Tulejkę o średnicy 4 mm (18-T-4) stosuje się do dolnych siekaczy, natomiast tulejkę 7 mm (18-T-7) do dużych zębów.



50
szt.

MATRYCE PRZYSZYJKOWE
Zestaw

Kod

Ilość

18

50 plus tulejka 6 mm

50
szt.

MATRYCE PRZYSZYJKOWE
Refill (uzupełnienia)

Kod

Ilość

18-Refill

50

1
szt.

TULEJKI DO MATRYC
PRZYSZYJKOWYCH
Jeden rozmiar

Kod

Średnica wewn.

Długość

18-T-4

4 mm

20 mm

18-T-6

6 mm

20 mm

18-T-7

7 mm

20 mm

Do rekonstrukcji ubytków II klasy najlepszym rozwiązaniem jest zastosowanie matryc zaciskowych **AnGer**. Nie wymagają one używania jakichkolwiek dodatkowych narzędzi, jak np. ciężka metalowa formówka, koniecznych w przypadku użycia innych rodzajów matryc. Zapewniają duży komfort pracy lekarzowi a pacjentowi ograniczają do minimum niedogodności podczas zabiegu. Są przy tym wyjątkowo proste w użyciu.

Matryce zaciskowe

**wielkości -
większy
wybór!**

1



Po opracowaniu ubytku nałożyć matrycę zaciskową dwiema wypustkami w kierunku dziąsła.

2



Zacisnąć metalowy pierścień zaczynając od płaskiej końcówki i kontynuować w kierunku zęba.

4



Docisnąć matrycę klinem **AnGer** - w zależności od potrzeb - kolorowym lub światłoprzewodzącym.



3



Po zaciśnięciu metalowego pierścienia można odgiąć go na bok odsłaniając pole operacyjne.

5



Wypełnić ubytek wybranym materiałem i utwardzić światłem polimeryzacyjnym.

Aby sprostać indywidualnym potrzebom naszych klientów, oferujemy matryce w dwóch grubościach: **A - 0.075mm** oraz **B - 0.050mm** - co pozwala wybrać folię, która najlepiej odpowiada rodzajowi wykonywanej pracy.



Matryce zaciskowe

16 szt.

MATRYCE ZACISKOWE
Folia A - 0.075 mm, jeden rozmiar

Kod	Grupa	Rozm.
1001 A	Trzonowce	L
1002 A	Trzonowce	M
1003 A	Przedtrzonowce	S
1004 A	Przedtrzonowce	XS

16 szt.

MATRYCE ZACISKOWE
Folia B - 0.050 mm, jeden rozmiar

Kod	Grupa	Rozm.
1001 B	Trzonowce	L
1002 B	Trzonowce	M
1003 B	Przedtrzonowce	S
1004 B	Przedtrzonowce	XS

40 szt.

MATRYCE ZACISKOWE
Folia A - 0.075 mm
Asortyment - wszystkie rozmiary

Kod	Grupa	Ilość	Rozm.
12 A	Trzonowce	5	L
	Trzonowce	15	M
	Przedtrzon.	15	S
	Przedtrzon.	5	XS

40 szt.

MATRYCE ZACISKOWE
Folia B - 0.050 mm
Asortyment - wszystkie rozmiary

Kod	Grupa	Ilość	Rozm.
12 B	Trzonowce	5	L
	Trzonowce	15	M
	Przedtrzon.	15	S
	Przedtrzon.	5	XS

40 szt.

MATRYCE ZACISKOWE
Folia A - 0.075 mm
Trzonowce - wszystkie rozmiary

Kod	Grupa	Ilość	Rozm.
13 A	Trzonowce	20	L
	Trzonowce	20	M

40 szt.

MATRYCE ZACISKOWE
Folia B - 0.050 mm
Trzonowce - wszystkie rozmiary

Kod	Grupa	Ilość	Rozm.
13 B	Trzonowce	20	L
	Trzonowce	20	M

40 szt.

MATRYCE ZACISKOWE
Folia A - 0.075 mm
Przedtrzonowce - wszystkie rozmiary

Kod	Grupa	Ilość	Rozm.
14 A	Przedtrzon.	20	S
	Przedtrzon.	20	XS

40 szt.

MATRYCE ZACISKOWE
Folia B - 0.050 mm
Przedtrzonowce - wszystkie rozmiary

Kod	Grupa	Ilość	Rozm.
14 B	Przedtrzon.	20	S
	Przedtrzon.	20	XS



Asortymenty nr 12, 13 i 14 dostępne są w prezentowanym opakowaniu.

Matryce profilowane

Jeżeli przywykli Państwo do stosowania formówek (naprężaczy śrubowych) podczas odbudowy ubytków II klasy, najlepszym rozwiązaniem będą poliestrowe matryce profilowane **AnGer**. Matryce te zapewniają uzyskanie odpowiedniego naprężenia bez utraty kształtu.



1

Ząb jest przygotowany do wypełnienia.



2

Dobrać odpowiedni rozmiar matrycy i zamocować ją w formówce. Nałożyć matrycę na odbudowywany ząb dwiema wypustkami w kierunku kieszonki zębowej.




3

W przypadku ciasno osadzonych zębów wsunąć klin transparentny z jednej strony i nasunąć matrycę tak, aby krawędź minęła punkt stykowy. Operację powtórzyć po drugiej stronie.



4

Po umieszczeniu matrycy w odpowiedniej pozycji docisnąć ją z obu stron klinami elastycznymi lub światłoprzewodzącymi.



5

Prawidłowo nałożona matryca, umocowana dwoma światłoprzewodzącymi klinami upraszcza pracę oraz zapewnia wysoką jakość i precyzję wykonywanej odbudowy. Transparentne kliny umożliwiają równoczesne oświetlenie całej powierzchni wypełnienia.

Aby sprostać indywidualnym potrzebom naszych klientów, oferujemy matryce w dwóch grubościach: **A - 0.075 mm** oraz **B - 0.050 mm** - co pozwala wybrać folię, która najlepiej odpowiada rodzajowi wykonywanej pracy.



Matryce profilowane

16 szt.

MATRYCE PROFILOWANE
Folia A - 0.075 mm, jeden rozmiar

Kod	Grupa	Rozm.
1111 A	Trzonowce	L
1112 A	Trzonowce	M
1113 A	Przedtrzonowce	S
1114 A	Przedtrzonowce	XS

16 szt.

MATRYCE PROFILOWANE
Folia B - 0.050 mm, jeden rozmiar

Kod	Grupa	Rozm.
1111 B	Trzonowce	L
1112 B	Trzonowce	M
1113 B	Przedtrzonowce	S
1114 B	Przedtrzonowce	XS

40 szt.

MATRYCE PROFILOWANE
Folia A - 0.075 mm
Asortyment - wszystkie rozmiary

Kod	Grupa	Ilość	Rozm.
15 A	Trzonowce	5	L
	Trzonowce	15	M
	Przedtrzon.	15	S
	Przedtrzon.	5	XS

40 szt.

MATRYCE PROFILOWANE
Folia B - 0.050 mm
Asortyment - wszystkie rozmiary

Kod	Grupa	Ilość	Rozm.
15 B	Trzonowce	5	L
	Trzonowce	15	M
	Przedtrzon.	15	S
	Przedtrzon.	5	XS

40 szt.

MATRYCE PROFILOWANE
Folia A - 0.075 mm
Trzonowce - wszystkie rozmiary

Kod	Grupa	Ilość	Rozm.
16 A	Trzonowce	20	L
	Trzonowce	20	M

40 szt.

MATRYCE PROFILOWANE
Folia B - 0.050 mm
Trzonowce - wszystkie rozmiary

Kod	Grupa	Ilość	Rozm.
16 B	Trzonowce	20	L
	Trzonowce	20	M

40 szt.

MATRYCE PROFILOWANE
Folia A - 0.075 mm
Przedtrzonowce - wszystkie rozmiary

Kod	Grupa	Ilość	Rozm.
17 A	Przedtrzon.	20	S
	Przedtrzon.	20	XS

40 szt.

MATRYCE PROFILOWANE
Folia B - 0.050 mm
Przedtrzonowce - wszystkie rozmiary

Kod	Grupa	Ilość	Rozm.
17 B	Przedtrzon.	20	S
	Przedtrzon.	20	XS



Asortymenty nr 15, 16 i 17 dostępne są w prezentowanym opakowaniu.

Standardowe matryce sekcyjne

Matryce sekcyjne są proste i szybkie w zastosowaniu. Ułatwiają uzyskanie anatomicznego kształtu punktów styecznych odbudowywanych koron. Matryce sekcyjne są produkowane przez firmę **AnGer** w grubości 0,03mm oraz 0,05mm, w trzech wielkościach: L – duże, M – średnie, S – małe dla każdej grubości.

**30
szt.**

Standardowe matryce sekcyjne
grubość 0,03 mm, jeden rozmiar

Kod	Rodzaj	Rozmiar
1401	duże	L
1402	średnie	M
1403	małe	S



**30
szt.**

Standardowe matryce sekcyjne
grubość 0,05 mm, jeden rozmiar

Kod	Rodzaj	Rozmiar
1404	duże	L
1405	średnie	M
1406	małe	S



Standardowe matryce sekcyjne

Standardowe matryce sekcyjne
są także dostępne w zestawach:

**90
szt.**

Standardowe matryce sekcyjne
grubość 0,03 mm, trzy rozmiary

Kod	Rozmiar	Ilość	Rodzaj
32	L	30	duże
	M	30	średnie
	S	30	małe

**90
szt.**

Standardowe matryce sekcyjne
grubość 0,05 mm, trzy rozmiary

Kod	Rozmiar	Ilość	Rodzaj
35	L	30	duże
	M	30	średnie
	S	30	małe

Stożki poliestrowe


1

Przy całkowitym braku korony zęba należy najpierw na wkładzie koronowo-korzeniowym odbudować za pomocą gласjonomeru „rdzeń” zęba używając do tego stożków **AnGer**.



2

Po umocowaniu wkładu w korzeniu zęba dobrać odpowiedni rozmiar stożka. Aby zapobiec tworzeniu się pęcherzyków powietrza należy przekłuć igłą górną część stożka przed nałożeniem wypełnienia.




3

Wypełnić stożek materiałem i umieścić na wkładzie koronowo-korzeniowym. Wokół tak odbudowanego „rdzenia” można rozpocząć odbudowę korony zęba z kompozytu. Doskonale sprawdzi się metoda warstwowa przy zastosowaniu koron poliestrowych **AnGer**.



Stożki można również stosować do izolacji pola operacyjnego w przypadku, kiedy nie używamy koferdamu. Wystarczy wyciąć mały otwór w




W przypadku stożków poliesterowych kod 19 - 10 - 60 oznacza:

19 - katalogowy kod stożków poliesterowych

10 - opakowanie zawierające 10 szt. stożków

60 - maksymalną średnicę stożka wyrażoną

w 1/10 mm - w tym przykładzie 6 mm



Średnica zamkniętej części każdego stożka jest o 2 mm mniejsza niż średnica wskazana w kodzie.

**10
szt.**

STOŻKI POLIESTRONE jeden rozmiar

Kod	Dolna średnica	Górna średnica	Rozm.
19-10-40	max 4 mm	2 mm	40
19-10-60	max 6 mm	4 mm	60
19-10-70	max 7 mm	5 mm	70
19-10-80	max 8 mm	6 mm	80
19-10-100	max 10 mm	8 mm	100
19-10-120	max 12 mm	10 mm	120



**36
szt.**

STOŻKI POLIESTRONE wszystkie rozmiary



Kod	Ilość	Rozmiar
19-36	6	40
	6	60
	6	70
	6	80
	6	100
	6	120



Karbowane piny plastikowe doskonale sprawdzają się jako wzmocnienie i usztywnienie wycisków opracowanych kanałów zęba. Karby zapewniają pewność przylegania masy wyciskowej. Charakteryzują się dużą wytrzymałością i elastycznością.



Kolejnym zastosowaniem pinów jest usztywnienie modeli wkładów koronowo-korzeniowych wykonywanych z wosku lub żywicy spalającej się bezresztkowo przed wykonaniem odlewu z metalu.



W zależności od przekroju („średnicy”) kanału można endopin dociąć z grubszej lub cieńszej strony. W przypadku wąskich kanałów należy odciąć grubszą część endopinu razem z główką, co jednak w niczym nie zmniejsza jego funkcjonalności

Endopiny dostępne są w dwóch rodzajach opakowań:

**50
szt.**

ENDOPIN

Kod	Ilość
-----	-------

27-50	50
-------	----



**100
szt.**

ENDOPIN

Kod	Ilość
-----	-------

27-100	100
--------	-----



Skaler poliestrowy

Skaler elastyczny poliestrowy przeznaczony jest do usuwania osadu z przestrzeni międzyzębowych. Mogą go Państwo polecić również pacjentom do samodzielnego stosowania. Stanowi alternatywę dla nici dentystycznej. Integralne ostrze ułatwia odcięcie jednym prostym ruchem odcinka o żądanej długości.



4 m

SKALER POLIESTROWY

Kod	Długość	Szerokość	Grubość
-----	---------	-----------	---------


1174	4 m	6 mm	0,050 mm
------	-----	------	----------

- perforacja odcinkowa

1176	4 m	6 mm	0,050 mm
------	-----	------	----------

- perforacja ciągła

Odciąć na wbudowanym ostrzu pasek o długości ok. 10 cm. Przytrzymać pasek w dwóch miejscach między kciukami i palcami wskazującymi pozostawiając odstęp długości ok. 1 cm i umieścić pasek w przestrzeni międzyzębowej. Czyścić powierzchnię zęba szorstką stroną taśmy 3-4 posuwistymi ruchami.



Skalery metalowe

Polecamy - REMOVELE - metalowe elastyczne skalery do usuwania kamienia i osadu z przestrzeni międzyzębowych. Opakowanie zawiera 2 m perforowanej taśmy metalowej o szerokości 5 mm i grubości 0,045 mm. Produkowane są w dwóch wersjach: perforacja ciągła lub perforacja odcinkowa z gładkimi odcinkami ułatwiającymi wprowadzenie między ciasno osadzone zęby. W obu przypadkach dostępne są dwa rodzaje szorstkości krawędzi otworów perforacyjnych: ostra lub delikatna. Produkt można sterylizować każdą metodą.


2 m

SKALER METALOWY perforacja odcinkowa

Kod	Dług.	Szorstkość	Szer.	Grubość
1271	2 m	ostra	5 mm	0,045 mm
1273	2 m	delikatna	5 mm	0,045 mm


2 m

SKALER METALOWY perforacja ciągła

Kod	Dług.	Szorstkość	Szer.	Grubość
1275	2 m	ostra	5 mm	0,045 mm
1277	2 m	delikatna	5 mm	0,045 mm

Odciąć nożyczkami pasek o długości ok. 10 cm. Przytrzymać pasek w dwóch miejscach między kciukami i palcami wskazującymi pozostawiając ok. 1 cm odstęp i umieścić pasek w przestrzeni międzyzębowej. Czyścić powierzchnię zęba szorstką stroną taśmy 3-4 posuwistymi ruchami.




Taśmy poliestrowe

Taśmy **AnGer** wykonane są z folii poliestrowej o grubości 0.036mm, 0.050mm lub 0.075mm. Możliwość wyboru grubości sprawia, że łatwiej dopasować taśmę do przestrzeni międzyzębowej. Taśmy dostępne są w 3 szerokościach - 6, 8 i 10mm, każda o długości 15m. Zapakowane w funkcjonalne pudełko w kształcie zęba - wystarczy tylko wysunąć kciukiem potrzebną długość taśmy i odciąć ją na wbudowanym ostrzu. Opakowanie w kształcie zęba jest również przyjazne dla środowiska ze względu na możliwość wielokrotnego uzupełniania taśmą REFILL.

15 m

TAŚMA POLIESTROWA w opakowaniu w kształcie zęba

Kod	Szerokość	Grubość
1141	6 mm	0.036 mm
1142	8 mm	0.036 mm
1143	10 mm	0.036 mm
1144	6 mm	0.050 mm
1145	8 mm	0.050 mm
1146	10 mm	0.050 mm
1147	6 mm	0.075 mm
1148	8 mm	0.075 mm
1149	10 mm	0.075 mm



15 m

TAŚMA POLIESTROWA wkład wymienny (Refill)

Kod	Szerokość	Grubość
1141-Refill	6 mm	0.036 mm
1142-Refill	8 mm	0.036 mm
1143-Refill	10 mm	0.036 mm
1144-Refill	6 mm	0.050 mm
1145-Refil	8 mm	0.050 mm
1146-Refill	10 mm	0.050 mm
1147-Refill	6 mm	0.075 mm
1148-Refill	8 mm	0.075 mm
1149-Refill	10 mm	0.075 mm



15 m

TAŚMA POLIESTROWA w opakowaniu kartonowym

Kod	Szerokość	Grubość
1151	6 mm	0.036 mm
1152	8 mm	0.036 mm
1153	10 mm	0.036 mm
1154	6 mm	0.050 mm
1155	8 mm	0.050 mm
1156	10 mm	0.050 mm
1157	6 mm	0.075 mm
1158	8 mm	0.075 mm
1159	10 mm	0.075 mm




Taśmy metalowe

Taśmy metalowe **AnGer** umożliwiają bezpieczne odseparowanie leczonego zęba i jego odbudowę bez niepożądanego oddziaływania na zęby sąsiednie. Użycie odpowiedniej formówki pozwala na uzyskanie właściwego naprężenia taśmy. Należy jednak pamiętać, że w przypadku cienkich ścian bocznych zęba nacisk taśmy na ząb nie może przekraczać określonych wartości. W przypadku dużych ubytków lepsze efekty może przynieść zastosowanie matryc profilowanych lub matryc zaciskowych.

3 m

TAŚMA METALOWA w opakowaniu w kształcie zęba

Kod	Szerokość	Grubość
1225	5 mm	0.030 mm
1226	6 mm	0.030 mm
1227	7 mm	0.030 mm
1228	8 mm	0.030 mm
1245	5 mm	0.045 mm
1246	6 mm	0.045 mm
1247	7 mm	0.045 mm
1248	8 mm	0.045 mm



3 m

TAŚMA METALOWA wkład wymienny (Refill)

Kod	Szerokość	Grubość
1225-Refill	5 mm	0.030 mm
1226-Refill	6 mm	0.030 mm
1227-Refill	7 mm	0.030 mm
1228-Refill	8 mm	0.030 mm
1245-Refill	5 mm	0.045 mm
1246-Refill	6 mm	0.045 mm
1247-Refill	7 mm	0.045 mm
1248-Refill	8 mm	0.045 mm



3 m

TAŚMA METALOWA w opakowaniu kartonowym

Kod	Szerokość	Grubość
1235	5 mm	0.030 mm
1236	6 mm	0.030 mm
1237	7 mm	0.030 mm
1238	8 mm	0.030 mm
1255	5 mm	0.045 mm
1256	6 mm	0.045 mm
1257	7 mm	0.045 mm
1258	8 mm	0.045 mm



Kliny światłoprzewodzące

1



W przypadku wąskiej przestrzeni międzyzębowej, kiedy trudno jest założyć matrycę, taśmę lub koronę, należy użyć klinów międzyzębowych **AnGer** aby czasowo zwiększyć odległość między punktami stycznymi. Kiedy tylko brzeg matrycy przejdzie przez punkt kontaktowy, powoli wyjmij klin umieszczając matrycę w pożądanym położeniu.

2



Po właściwym osadzeniu matrycy lub korony należy zablokować ją klinami międzyzębowymi. 4 szerokości klinów dają możliwość wyboru odpowiedniego rozmiaru.

3



Głównym zadaniem światłoprzewodzących klinów **AnGer** jest równomierna polimeryzacja wypełnienia aby zapobiec powstawaniu niepożądanych naprężeń w materiale.

**100
szt.**

KLINY ŚWIATŁOPRZEWODZĄCE
jeden rozmiar

Kod	Rozmiar	Rodzaj
20-1089	XXL	ekstra szerokie
20-1090	XL	bardzo szerokie
20-1091	L	szerokie
20-1092	M	średnie
20-1093	S	wąskie
20-1094	XS	bardzo wąskie



Kliny światłoprzewodzące

**200
szt.**

KLINY ŚWIATŁOPRZEWODZĄCE
cztery rozmiary

Kod	Rozmiar	Ilość	Rodzaj
20	L	50	szerokie
	M	50	średnie
	S	50	wąskie
	XS	50	b. wąskie



**240
szt.**

KLINY ŚWIATŁOPRZEWODZĄCE
wszystkie rozmiary

Kod	Rozmiar	Ilość	Rodzaj
30	XXL	40	ekstra szerokie
	XL	40	bardzo szerokie
	L	40	szerokie
	M	40	średnie
	S	40	wąskie
	XS	40	bardzo wąskie



Kliny elastyczne

Miękkie i elastyczne kliny **AnGer** stanowią lepszą alternatywę dla standardowych klinów drewnianych:

- nie wchłaniają śliny, krwi lub innych płynów
- łatwo je umieścić między zębami
- są miękkie i elastyczne
- natychmiastowo dostosowują się do kształtu zęba
- nie powodują przebarwień w wypełnieniu
- nie powodują niepożądanych naprężeń
- nie powodują uczucia dyskomfortu ani bólu
- łatwo je usunąć z przestrzeni międzyzębowej.

Kliny elastyczne dostępne są w czterech rozmiarach, co umożliwia wybór wielkości najlepiej pasującej do danej przestrzeni międzyzębowej. Rozmiary są zakodowane kolorami.

**100
szt.**

**KLINY ELASTYCZNE
jeden rozmiar**

Kod	Rozm.	Rodzaj	Kolor
21-1079	XXL	ekstra szer.	czarne
21-1080	XL	bardzo szer.	pomarańcz.
21-1081	L	szerokie	zielone
21-1082	M	średnie	niebieskie
21-1083	S	wąskie	czerwone
21-1084	XS	b. wąskie	żółte



Kliny elastyczne

**200
szt.**

**KLINY ELASTYCZNE
cztery rozmiary**

Kod	Rozm.	Ilość	Rodzaj	Kolor
21	L	50	szerokie	zielone
	M	50	średnie	niebieskie
	S	50	wąskie	czerwone
	XS	50	b. wąskie	żółte




**240
szt.**

**KLINY ELASTYCZNE
wszystkie rozmiary**


Kod	Rozm.	Ilość	Rodzaj	Kolor
31	XXL	40	ekstra szer.	czarne
	XL	40	bardzo szer.	pomarańcz.
	L	40	szerokie	zielone
	M	40	średnie	niebieskie
	S	40	wąskie	czerwone
	XS	40	b. wąskie	żółte




Poręczne stojaki na strzykawki z materiałami do wypełnień. Zwiększają komfort i ergonomię pracy. Produkowane przez firmę **AnGer** w kilku kolorach i wielkościach. Możliwy grawer z logo klienta.




Stojak nr **4301** pomieści 16 strzykawek w 12 otworach i 4 wycięciach w krawędzi.



Stojaki zostały zaprojektowane w taki sposób, aby zajmowały jak najmniej miejsca w transporcie. Pozwala to na radykalną obniżkę kosztów przesyłki, co wpływa na końcową cenę produktu. Odbiorcy hurtowi mają możliwość personalizacji produktu poprzez wybór własnego graweru, rozmiaru i kształtu otworów, jak i całego stojaka.



Stojak nr **4302** pomieści 32 strzykawki
w 24 otworach i 8 wycięciach w krawędzi.



Stojak nr **4303** pomieści 40 strzykawk
w 30 otworach i 10 wycięciach w krawędzi.

Zegary w kształcie zęba

Nasze gadżety dentystyczne będą ciekawym urozmaicheniem w każdym gabinecie i poczekalni. Dostępne są w wielu kolorach. Mogą być także doskonałym prezentem dla najmłodszych pacjentów.

WSZYSTKIE GADŻETY MOŻECIE ZAMÓWIĆ Z WŁASNYM LOGO!

Minimalne ilości zamówienia w zależności od rodzaju gadżetów.

Wszystkie gadżety zasilane baterią AA-R6 (nie dołączona do zegara).

Art. 2001

Zegar ścienny w kształcie wypukłego zęba wykonany z grubej folii
Wymiary: 23x 33 cm

Art. 2001-1 Biały



Art. 2021 (kolorowe pleksi) lub 2022 (lustro akrylowe)

- Art. 2021-1 Biały
- Art. 2021-2 Czerwony
- Art. 2021-21 Pomarańczowy
- Art. 2021-3 Jasnoniebieski
- Art. 2021-31 Granatowy
- Art. 2021-32 Szafirowy
- Art. 2021-4 Zielony
- Art. 2021-5 Żółty
- Art. 2021-6 Czarny
- Art. 2022 z lustra akrylowego



Zegary w kształcie zęba

Art. 2024

Zegar ścienny w kształcie zęba
wykonany z pleksi – rozmiar XL
Wymiary: 32,5 x 46,5 cm

Art. 2024-1 Biały

Art. 2024-2 Czerwony

Art. 2024-21 Pomarańczowy

Art. 2024-3 Niebieski

Art. 2024-31 Granatowy

Art. 2024-32 Szafirowy


Art. 2024-4 Zielony

Art. 2024-5 Żółty

Art. 2024-6 Czarny

Art. 2025

Zegar ścienny w kształcie zęba
wykonany z lustra akrylowego - rozmiar XL
Wymiary: 32,5 x 46,5 cm



Zegary ściennie

Art. 2031

Okrągły zegar z pleksi

Średnica: 25 cm

Dostępne kolory jak w przypadku Art. 2024.

Art. 2035 – z lustra akrylowego



Art. 2032

Okrągły zegar z pleksi

z wygrawerowanym zębkiem ze szczoteczką

Średnica: 25 cm

Dostępne kolory jak w przypadku Art. 2024.

Art. 2036 – z lustra akrylowego



Art. 2023

Zegar ścienny z pleksi w kształcie jabłuszka

Wymiary: 22 x 26,5 cm

Art. 2023-2 Czerwony

Art. 2023-21 Pomarańczowy

Art. 2023-4 Zielony



Lusterka w kształcie zęba z rączką

**Art. 3004**

Lusterko w kształcie zęba z rączką

Wymiary: 14x27 cm

Dostępne kolory - patrz **Art. 2021**Wszystkie aktualnie dostępne kolory można sprawdzić na stronie www.anger.com.pl**Art. 3008**

Małe lusterko w kształcie zęba z rączką


Wymiary: 10x21 cm

Dostępne kolory - patrz **Art. 2021**

Gadżety biurkowe w kształcie zęba

Art. 3002

Lusterko w kształcie zęba
ze składaną podpórką
Wymiary: 14 x 16 cm



Art. 2011 (kolorowe pleksi) lub 2012 (lustro akrylowe)

Zegar biurkowy w kształcie zęba wykonany
z pleksi lub lustra akrylowego
Wymiary: 13 x 16 cm
Dostępne kolory: 1, 2, 21, 3, 31, 32, 4, 5, 6
oraz **Art. 2012** - z lustra akrylowego

Zegary z pleksi (**Art. 2021 i 2011**) przy odpowiednio dużej ilości sztuk mogą być wykonane w kształcie zamówionym według indywidualnego projektu klienta.



Lusterka w kształcie zęba



Art. 3003

Lusterko w kształcie zęba
Rozmiar kieszonkowy
Wymiary: 6 x 8 cm




Art. 3007

Lusterko w kształcie zęba
Wymiary: 9,5 x 11,5 cm
Ten rozmiar używany jest
w Art. 3008




Art. 3001

Lusterko w kształcie zęba
Wymiary: 13 x 16 cm
Ten rozmiar używany jest
w Art. 3004




Art. 3005

Lustro ŚCIENNE w kształcie
zęba z taśmą samoprzylepną
na odwrocie
Wymiary: 22 x 28 cm



Art. 3006

Lustro ŚCIENNE w kształcie
zęba z taśmą samoprzylepną
na odwrocie
Wymiary: 27,5 x 35 cm



Art. 3010

Lustro ŚCIENNE w kształcie
zęba z taśmą samoprzylepną
na odwrocie
Wymiary: 32,5 x 45,5 cm



Breloczki



Art. 4011

Breloczek w kształcie zęba
Wymiary: 40 x 50 mm



Art. 4012

Breloczek w kształcie zęba
Wymiary: 35 x 28 mm



Art. 4013

Breloczek w kształcie zęba
z wyciętym serduszkim
Wymiary: 35 x 28 mm



Art. 4014

Breloczek w kształcie
zęba trzymającego
serduszko
Wymiary: 30 x 30 mm



Art. 4015

Breloczek w kształcie zęba
trzymającego serduszko II
Wymiary: 30 x 30 mm



Art. 4016

Breloczek w kształcie
jabłuszka
Wymiary: 27 x 32 mm




Art. 4017

Breloczek – ugryzione jabłuszko
Wymiary: 27 x 32 mm

**Wszystkie kształty breloczków
dostępne są w wielu kolorach.**



AnGer G&A



Zapraszamy do odwiedzin na:

www.anger.com.pl

Przedsiębiorstwo Produkcyjne AnGer G&A

tel. +48 12 626 53 55, fax +48 12 626 53 60

www.anger.com.pl

export@anger.com.pl

exportdent@gmail.com